



2009年9月3日  
株式会社タウンズ

## 新型インフルエンザAウイルス株との反応性

以下の新型インフルエンザAウイルス株59株を用いてイムノエースFluの反応性を検討したところ、全ての株で陽性が確認されました。

### 新型インフルエンザAウイルス株 59株

subtype	strain	subtype	strain
H1N1	A/Osaka/50/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/106/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/51/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/107/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/52/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/108/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/55/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/109/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/56/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/110/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/57/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/112/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/58/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/114/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/59/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/115/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/60/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/116/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/61/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/118/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/63/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/119/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/64/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/126/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/65/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/130/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/66/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/139/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/69/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/143/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/70/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/144/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/71/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/146/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/72/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/148/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/78/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/157/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/83/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/164/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/84/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/165/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/85/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/167/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/90/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/168/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/91/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/169/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/100/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/171/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/101/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/172/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/102/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/174/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/103/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/176/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/104/09(H1N1)pdm	H1N1	A/Osaka/193/09(H1N1)pdm
H1N1	A/Osaka/105/09(H1N1)pdm		