



平成28年1月吉日
株式会社タウンズ
販売管理部

お客様各位

マイコプラズマ抗原キット
「**イムノエース®マイコプラズマ 10テスト(輸送用スワブ付)**」

発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度、発売を延期しておりましたマイコプラズマ抗原キット「**イムノエース®マイコプラズマ 10テスト(輸送用スワブ付)**」を2016年1月18日(月)より発売させて頂く運びとなりましたのでお知らせ致します。

発売延期によりお客様には、多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

受注開始日：2015年1月13日(水)

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格 (税別)	JANコード
IAMP1520	イムノエース®マイコプラズマ 10テスト(輸送用スワブ付)	10テスト	15,200円	4987815015206

- 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法
- 使用目的 : 咽頭ぬぐい液中のマイコプラズマニューモニア抗原の検出
- 有効期間 : 18ヶ月 (製造後)
- 貯蔵方法 : 2~30℃で保存
- 保険点数 : マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 150点 区分 D012 27
- 判定時間 : 5分~15分
- 付属スワブ : 咽頭・角結膜用BRスワブE (輸送用)



- 化粧箱 : W : 242mm × D : 88mm × H : 69mm

※ 検体抽出液は、他のイムノエースシリーズ (Flu、アデノ、RSV Neo、Strep A) と共通使用することはできません。
※ 付属のノズルは、他のイムノエースシリーズ (Flu、アデノ、RSV Neo、Strep A) と共通品です。

以上