



平成28年7月吉日  
株式会社タウンス  
販売管理部

お客様各位

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

「**イムノエース<sup>®</sup> Strep A 30テスト**」発売のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度、A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット「**イムノエース<sup>®</sup> Strep A 30テスト**」を2016年8月22日(月)より発売させて頂く運びとなりましたのでお知らせ致します。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【受注開始日】 2016年 8月 17日(水)

カタログ番号	製品名	包装	希望小売価格 (税別)	JANコード
IAST1130	<b>イムノエース<sup>®</sup> Strep A 30テスト</b>	30テスト	27,000円	4987815011307

- 測定原理 : 免疫クロマトグラフ法
- 使用目的 : 咽頭ぬぐい液中のA群β溶連菌抗原の検出 (A群溶連菌感染の診断の補助)
- 有効期間 : 18ヶ月 (製造後)
- 貯蔵方法 : 2~30℃で保存
- 保険点数 : A群β溶連菌迅速試験定性 134点 区分 D012 20  
(細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。)  
(平成28年4月1日より適用)
- 判定時間 : 5分
- 付属スワブ : 咽頭・角結膜用BRスワブE
- 化粧箱 : W:223mm × D:187mm × H:93mm

※ イムノエースStrep Aの抽出試薬は、イムノエースシリーズ (Flu、アデノ、RSV Neo、hMPV、マイコプラズマ)と共通使用することはできません。

※ 本品付属のノズルは、イムノエースシリーズ全製品と共通品です。

以上



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

販売管理部

TEL : 0558-76-0050

FAX : 0558-76-0100

受付時間 / 9:00~17:30 (月~金 祝日を除く)

SI160727AC