

お客様各位

インフルエンザウイルスキット
「**イムノエース[®] Flu**」製品改良及び仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度「**イムノエース[®] Flu**」の最終判定時間を8分から**5分**へ製品改良しましたのでお知らせ致します。

また、10テスト包装、60テスト包装、60テスト(輸送用スワブ付)包装の3製品は裏面の通り仕様変更しております。

今回の改良によるカタログ番号・JANコード・価格の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


記

下記のLot番号より変更致します。

製品コード・製品名	Lot番号	出荷予定時期
IAFL0510 イムノエースFlu 10テスト	IF1079T1001 IF1078T2001	2017年 9月上旬
IAFL0520 イムノエースFlu 60テスト	IF6079T2001	2017年 11月中旬
IAFL0530 イムノエースFlu 60テスト (輸送用スワブ付)	TF6079T2001	2017年 10月中旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいませようお願い致します。

製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



以上

インフルエンザウイルスキット
「イムノエース Flu」 仕様変更一覧

旧タイプ	仕様	新タイプ
 <p>判定時間8分 (8min.)</p> <p>C B A</p> <p>ID</p> <p>× 3</p>	【テストプレート】	 <p>判定時間5分 (5min.)</p> <p>CBA</p> <p>ID</p> <p>× 3</p>
 <p>専用紙の同梱</p>	【操作ガイド】	 <p>60テスト包装 及び 60テスト(輸送用スワブ付)包装</p> <p>10テスト包装</p> <p>化粧箱のフタ(内側)の部分への印刷</p>
 <p>W242mm X D88mm X H69mm</p>	【化粧箱】 ※ 10テスト包装	 <p>W242mm X D88mm X H69mm</p>
 <p>W256mm X D255mm X H110mm</p>	60テスト包装	 <p>W256mm X D255mm X H110mm</p>
 <p>W256mm X D255mm X H110mm</p>	60テスト (輸送用スワブ付) 包装	 <p>W256mm X D255mm X H110mm</p>

※ 化粧箱のサイズ変更・C/S(元箱)入り数の変更はありません。
 10テスト包装：30箱、60テスト包装・60テスト(輸送用スワブ付)包装：6箱